


# 歩行支援用品

健康づくりはまず一歩から、  
移動と機能回復を応援します。



## 歩行車・歩行器の種類

自立歩行が困難な方のからだを支え、歩行を補助。

歩行はベッドから離れ、行動範囲を広げる基本です。  
歩行車・歩行器を利用して、介護される方の自立を促し、ベッドから離れる機会を増やしましょう。


### いす付歩行車

疲れた時に  
休憩できる  
座面付きです。




### 歩行器

両手で持ち上げて  
前方に運んで  
使用します。




### 4輪歩行車

かご付きのものや  
座面付きのものが  
あります。




## いす付歩行車・4輪歩行車




立位バランスにより、機種が変わって  
きます。室内タイプ・屋外タイプがあり  
活動状況により使い分けます。

## 固定式歩行器



立位保持ができる方で、両手を筋力  
で動かせる方が対象となります。

## 四点杖



「支持面が広く安定性があります」  
高さの調節は立位で腕を垂直におろ  
した時の手首の高さが目安です。