


歩行支援用品

健康づくりはまず一歩から、
移動と機能回復を応援します。



歩行車・歩行器の種類

自立歩行が困難な方のからだを支え、歩行を補助。

歩行はベッドから離れ、行動範囲を広げる基本です。

歩行車・歩行器を利用して、介護される方の自立を促し、ベッドから離れる機会を増やしましょう。


いす付歩行車

疲れた時に
休憩できる
座面付きです。



歩行器

両手で持ち上げて
前方に運んで
使用します。




4輪歩行車

かご付きのものや
座面付きのものが
あります。




いす付歩行車・4輪歩行車




立位バランスにより、機種が変わって
きます。室内タイプ・屋外タイプがあり
活動状況により使い分けます。

固定式歩行器



立位保持ができる方で、両手を筋力
で動かせる方が対象となります。

四点杖



「支持面が広く安定性があります」
高さの調節は立位で腕を垂直におろ
した時の手首の高さが目安です。